

Seringues et aiguilles

Omnifix® - Injekt® - Sterican®

impact *Santé*

AVENUE DE THIÉRVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Injekt®

Seringue 2 pièces à usage unique

... la seringue à usage unique économique

- Volume de 1 à 20 ml
- Tige de piston verte et graduation contrastée noire pour une lisibilité idéale
- Piston à coulissement régulier
- Sans latex
- Sans silicone
- L'excellente transparence du cylindre facilite le contrôle précis du contenu de la seringue
- Butée du piston sécurisée



Omnifix[®]

Seringue 3 pièces à usage unique





... la seringue à usage unique permettant un dosage précis

- Volume de 1 à 100 ml
- Joint de piston facilement maniable avec double bague d'étanchéité
- Butée du piston sécurisée
- Précision du dosage pour les petits volumes
- Seringues de gros volume pour plaie et vessie pour alimentation par sonde et rinçage
- L'excellente transparence du cylindre facilite le contrôle précis du contenu de la seringue





Injekt® et Omnifix®

Seringues à usage unique

| Produit | <ul style="list-style-type: none"> ● Sans latex ○ Sans PVC | Taille/ Volume | Cône | Graduation | Référence |
|---|--|---|----------|------------|-----------|
| Injekt® Seringue 2 pièces à usage unique Volume nominal utile jusqu'à : 2 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 6 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 24 ml Boîte de 100 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Avec embout luer | | | |
| | | 2 ml | centré | 0.1 ml | 4606027V |
| | | 5 ml | excentré | 0.2 ml | 4606051V |
| | | 10 ml | excentré | 0.5 ml | 4606108V |
| | | 20 ml | excentré | 1.0 ml | 4606205V |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Avec embout luer-lock | | | |
| | | 2 ml | centré | 0.1 ml | 4606701V |
| | | 5 ml | centré | 0.2 ml | 4606710V |
| | | 10 ml | centré | 0.5 ml | 4606728V |
| | | 20 ml | centré | 1.0 ml | 4606736V |
| Omnifix® Seringue 3 pièces à usage unique Volume nominal utile jusqu'à : 3 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 5 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 20 ml 30 ml = max. 30 ml 50 ml = max. 60 ml Boîte de 100 pièces * triple emballage, 2 x 50 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Avec embout luer | | | |
| | | 3 ml | centré | 0.1 ml | 4616025V |
| | | 5 ml | excentré | 0.2 ml | 4616057V |
| | | 10 ml | excentré | 0.5 ml | 4616103V |
| | | 20 ml | excentré | 1.0 ml | 4616200V |
| | | 30 ml | excentré | 1.0 ml | 4616308F |
| | | 50 ml | excentré | 1.0 ml | 4616502F |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Avec embout lock (convient également pour pousse-seringues) | | | |
| | | 3 ml | centré | 0.1 ml | 4617022V |
| | | 5 ml | centré | 0.2 ml | 4617053V |
| | | 10 ml | centré | 0.5 ml | 4617100V |
| | | 20 ml | centré | 1.0 ml | 4617207V |
| | | 30 ml | centré | 1.0 ml | 4617304F |
| | | 50 ml | centré | 1.0 ml | 4617509F |
| 2 x 50 ml* | centré | 1.0 ml | 4610083F | | |



Omnifix®

Seringues pour rinçage de plaie et vessie avec embout cathéter

| Produit | <ul style="list-style-type: none"> ● Sans latex ○ Sans PVC | Taille/ Volume | Cône | Graduation | Référence |
|---|---|--|--------|------------|-----------|
| Omnifix® 50 ml / 100 ml Seringue pour rinçage de plaie et vessie, 3 pièces Volume nominal utile jusqu'à : 50 ml = max. 60 ml Boîte de 100 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Sans adaptateur | | | |
| | | 50 ml | centré | 1.0 ml | 4613503F |
| | | 2 x 50 ml* | centré | 1.0 ml | 4610067F |
| | | Avec embout luer supplémentaire + prise d'aspiration | | | |
| | | 50 ml | centré | 1.0 ml | 4613554F |
| | | Avec adaptateur Luer supplémentaire + prise d'aspiration | | | |
| * triple emballage, 2 x 50 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | 100 ml | centré | 2.0 ml | 4614003F |
| | | | | | |



Injekt®

Seringues à petit dosage, 2 pièces

| Produit | ● Sans latex ○ Sans PVC | Désignation | Graduation | Référence |
|---|---|-------------|---------------------------|-----------|
| Injekt®-F Seringue à petit dosage, 1 ml par ex. pour test tuberculinique, héparinique ou allergique <ul style="list-style-type: none">■ Embout luer, central■ Le piston à ergot réduit le volume mort■ Boîte de 100 pièces | ● ○  | Injekt®-F | 0.01 ml | 9166017V |
| Injekt®-H Seringue à petit dosage, 1 ml avec graduation pour héparine <ul style="list-style-type: none">■ Graduation précise pour 10.000 UI■ Graduation en ml supplémentaire (0.02 ml)■ Embout luer, central■ Le piston à ergot réduit le volume mort■ Boîte de 100 pièces | ● ○  | Injekt®-H | Graduations par 200 UI | 9166106V |

Omnifix®

Seringues à petit dosage, 3 pièces

| Produit | <input checked="" type="radio"/> Sans latex <input type="radio"/> Sans PVC | Désignation | Graduation | Référence |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------|
| Omnifix®-F Seringue à petit dosage, 1 ml par ex. pour test tuberculinique, héparinique ou allergique <ul style="list-style-type: none">■ Embout luer, central■ Boîte de 100 pièces | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>  | Omnifix®-F | 0.01 ml | 9161406V |
| Omnifix®-H Seringues à petit dosage, 1 ml avec graduation pour héparine <ul style="list-style-type: none">■ Graduation précise pour 25.000 UI■ Embout luer, central■ Boîte de 100 pièces■ Graduation en ml supplémentaire (0.02 ml) | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>  | Omnifix®-H | Graduations par 500 UI | 9162607V |

Seringues Original Perfusor® OPS

Seringues 3 pièces spécifiques pour pousse-seringues

Seringues Original Perfusor®

- Accessoires originaux pour une meilleure sécurité du système
- Convient pour une utilisation avec les pousse-seringues Perfusor®
- Cylindre et tige du piston en polypropylène
- Joint de piston facilement maniable avec double bague d'étanchéité, sans latex naturel, en matériau synthétique



Seringue Original Perfusor® avec protection anti-UV, jaune




- Application sûre grâce au cylindre jaune transparent : les bulles d'air, les précipités et les petites particules sont bien visibles
- Protection contre la lumière aux longueurs d'ondes comprises entre 290 et 450 nm



Seringue Original Perfusor® opaque, noire

- 100% protégée contre la lumière pour les médicaments et les solutions




| Produit | <ul style="list-style-type: none"> ● Sans latex ○ Sans PVC | Type Couleur | Taille/ Volume | Référence |
|---|--|---|-------------------|-----------|
| Seringues Original Perfusor® 20 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Volume mort minimal ■ Embout luer lock | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | sans aiguille d'aspiration | 20 ml | 8728615 |
| | | avec aiguille d'aspiration | 20 ml | 8728623 |
| | | | | |
| | | | | |
| Seringues Original Perfusor® 50 ml <ul style="list-style-type: none"> ■ Embout luer-lock ■ Volume mort minimal ■ Aiguille d'aspiration avec ou sans filtre à particules 15 µm intégré | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | sans aiguille d'aspiration transparent | 50 ml | 8728844F |
| | | avec aiguille d'aspiration transparent | 50 ml | 8728810F |
| | | avec aiguille d'aspiration + filtre à particules / transparent | 50 ml | 8728852F |
| Seringues Original Perfusor® avec protection anti-UV pour les médicaments sensibles à la lumière <ul style="list-style-type: none"> ■ Protégée contre la lumière pour les médicaments et les solutions | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | avec aiguille d'aspiration jaune, transparente | 50 ml | 8728801F |
| | | avec aiguille d'aspiration + filtre à particules / noir | 50 ml | 8728828F |
| Aiguilles d'aspiration | | Aiguille d'aspiration sans filtre à particule | | 8258813 |
| | | Aiguille d'aspiration avec filtre à particules, 15 µm intégré | | 8258821 |

Aiguilles à usage unique pour injections et aspirations, conformes à la norme ISO 7864

- Biseau long ou court à facettes spéciales pour une ponction indolore
- Aiguille à paroi mince
- Embout luer-lock en plastique transparent
- Code couleur conforme à la norme ISO 6009



Embout luer-lock combiné transparent en polypropylène



Long Bevel LB
= biseau long




Short Bevel SB
= biseau court




Sterican®


Aperçu des tailles

| Produit | ● Sans latex ○ Sans PVC | Gauge | ∅ Extérieur [mm] | Longueur [mm] | Longueur [inch] | Référence |
|-----------|--|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Sterican® |  | 14 G | 2.10 | 80 | 3 1/8" | 4665473 |
| | | 18 G | 1.20 | 50 | 2" | 4667123 |
| | | 18 G | 1.20 | 40 | 1 1/2" | 4665120 |
| | | 19 G | 1.10 | 50 | 2" | 4665511 |
| | | 19 G | 1.10 | 40 | 1 1/2" | 4657799 |
| | | 19 G | 1.10 | 40 | 1 1/2" | 4665112 |
| | | 19 G | 1.10 | 30 | 1 1/4" | 4665317 |
| | | 20 G | 0.90 | 70 | 2 3/4" | 4665791 |
| | | 20 G | 0.90 | 50 | 2" | 4667093 |
| | | 20 G | 0.90 | 40 | 1 1/2" | 4657519 |
| | | 20 G | 0.90 | 25 | 1" | 4657500 |
| | | 21 G | 0.80 | 120 | 4 3/4" | 4665643 |
| | | 21 G | 0.80 | 80 | 3 1/8" | 4665465 |
| | | 21 G | 0.80 | 50 | 2" | 4665503 |
| | | 21 G | 0.80 | 40 | 1 1/2" | 4657527 |
| | | 21 G | 0.80 | 25 | 1" | 4657543 |
| | | 21 G | 0.80 | 22 | 7/8" | 9180109 |
| | | 22 G | 0.70 | 40 | 1 1/2" | 4660021 |
| | | 22 G | 0.70 | 30 | 1 1/4" | 4657624 |
| | | 23 G | 0.60 | 80 | 3 1/8" | 4665635 |
| | | 23 G | 0.60 | 60 | 2 3/8" | 4665600 |
| | | 23 G | 0.60 | 30 | 1 1/4" | 4657640 |
| | | 23 G | 0.60 | 25 | 1" | 4657667 |
| | | 24 G | 0.55 | 25 | 1" | 4657675 |
| | | 25 G | 0.50 | 40 | 1 1/2" | 9186166 |
| | | 25 G | 0.50 | 25 | 1" | 9186158 |
| | | 25 G | 0.50 | 16 | 5/8" | 4657853 |
| | | 26 G | 0.45 | 25 | 1" | 4657683 |
| | | 26 G | 0.45 | 12 | 1/2" | 4665457 |
| | | 27 G | 0.40 | 40 | 1 1/2" | 9186182 |
| | | 27 G | 0.40 | 25 | 1" | 9186174 |
| | | 27 G | 0.40 | 25 | 1" | 9180117 |
| | | 27 G | 0.40 | 20 | 3/4" | 4657705 |
| 27 G | 0.40 | 12 | 1/2" | 4665406 | | |
| 30 G | 0.30 | 12 | 1/2" | 4656300 | | |

Sterican®


Aiguilles à usage unique pour programme standard / indications particulières

| Produit Programme standard | ● Sans latex ○ Sans PVC | Gauge | ∅ Extérieur [mm] | Longueur [mm] | Longueur [inch] | Référence |
|---|---|-------|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Sterican® Aiguilles à usage unique pour injections intramusculaires, sous-cutanées, intra-veineuses et intra-artérielles <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîte de 100 pièces ■ Biseau long, LB |  | 20 G | 0.90 | 40 | 1½" | 4657519 |
| | | 21 G | 0.80 | 40 | 1½" | 4657527 |
| | | 22 G | 0.70 | 30 | 1¼" | 4657624 |
| | | 23 G | 0.60 | 30 | 1¼" | 4657640 |
| | | 23 G | 0.60 | 25 | 1" | 4657667 |
| | | 24 G | 0.55 | 25 | 1" | 4657675 |
| | | 26 G | 0.45 | 25 | 1" | 4657683 |
| | | 27 G | 0.40 | 20 | ¾" | 4657705 |

| Produit Indications particulières | ● Sans latex ○ Sans PVC | Gauge | ∅ Extérieur [mm] | Longueur [mm] | Longueur [inch] | Référence |
|---|---|---|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Sterican® pour anesthésie dentaire Aiguilles à usage unique pour indications particulières <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîte de 100 pièces ■ Biseau long, LB |  | Anesthésie par infiltration | | | | |
| | | 25 G | 0.50 | 25 | 1" | 9186158 |
| | | Mâchoire supérieure et inférieure, anesthésie de conduction | | | | |
| | | 25 G | 0.50 | 40 | 1½" | 9186166 |
| | | 27 G | 0.40 | 40 | 1½" | 9186182 |
| | | Anesthésie nerveuse | | | | |
| | | 27 G | 0.40 | 25 | 1" | 9186174 |
| Sterican® bout mousse, sans biseau | | Pour les matériaux pâteux, les liquides et les gels ainsi que pour le rinçage de la plaie | | | | |
| | | 21 G | 0.80 | 22 | 7/8" | 9180109 |
| | | pour le rinçage du canal radiculaire | | | | |
| | | 27 G | 0.40 | 25 | 1" | 9180117 |

Sterican®






Aiguilles à usage unique pour indications particulières

| Produit Indications particulières | ● Sans latex ○ Sans PVC | Calibre | ∅ Extérieur [mm] | Longueur [mm] | Longueur [inch] | Référence |
|--|--|---|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Sterican® Aiguilles à usage unique pour indications particulières ■ Boîte de 100 pièces |  | Aiguille à insuline Sterican®, LB | | | | |
| | | 26 G | 0.45 | 12 | 1/2" | 4665457 |
| | | 27 G | 0.40 | 12 | 1/2" | 4665406 |
| | | 30 G | 0.30 | 12 | 1/2" | 4656300 |
| | | Aiguille à héparine, tuberculine Sterican®, LB | | | | |
| | | 25 G | 0.50 | 16 | 5/8" | 4657853 |
| | | Aiguille pour prise de sang Sterican®, LB | | | | |
| | | 19 G | 1.10 | 40 | 1 1/2" | 4657799 |
| | | 19 G | 1.10 | 30 | 1 1/4" | 4665317 |
| | | 20 G | 0.90 | 25 | 1" | 4657500 |
| | | 21 G | 0.80 | 25 | 1" | 4657543 |
| | | 22 G | 0.70 | 40 | 1 1/2" | 4660021 |
| | | Aiguille pour sclérose des varices et prise de sang Sterican®, SB | | | | |
| | | 18 G | 1.20 | 40 | 1 1/2" | 4665120 |
| | | 19 G | 1.10 | 40 | 1 1/2" | 4665112 |
| | | Aiguille intramusculaire Sterican®, SB | | | | |
| | | 18 G | 1.20 | 50 | 2" | 4667123 |
| | | 20 G | 0.90 | 50 | 2" | 4667093 |
| | | Aiguille intramusculaire Sterican®, LB | | | | |
| | | 14 G | 2.10 | 80 | 3 1/8" | 4665473 |
| | | 19 G | 1.10 | 50 | 2" | 4665511 |
| | | 21 G | 0.80 | 50 | 2" | 4665503 |
| | | Aiguille intramusculaire profonde Sterican®, LB | | | | |
| | | 20 G | 0.90 | 70 | 2 3/4" | 4665791 |
| | | 21 G | 0.80 | 80 | 3 1/8" | 4665465 |
| | | Aiguille pour neurothérapie Sterican®, LB | | | | |
| | | 21 G | 0.80 | 120 | 4 3/4" | 4665643 |
| | | 23 G | 0.60 | 80 | 3 1/8" | 4665635 |
| 23 G | 0.60 | 60 | 2 3/8" | 4665600 | | |

LB Long Bevel = biseau long pour une ponction douce pour la veine et à peine sensible
 SB Short Bevel = biseau court pour la ponction des veines difficiles à atteindre






Accessoires

Filtres d'injection, tiges de filtres, aiguilles de filtres, bouchons

| Produit | <ul style="list-style-type: none"> ● Sans latex ○ Sans PVC | Type / Couleur | Unité de vente pièces | Référence |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| Filtre d'injection Sterifix® Injection 0.2 µm <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour éviter une contamination bactérienne et de particules ■ Embouts luer-lock | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | | 50 | 4099206 |
| Tiges de filtres Sterifix® Pour l'élimination et la filtration de médicaments dans des ampoules <ul style="list-style-type: none"> ■ Filtre à particules de 5 µm intégré ■ Diminution du risque provenant de particules détachées de l'ampoule ■ Évite les piqûres accidentelles ■ Tubulure flexible et époutée | <ul style="list-style-type: none"> ●  | Tubulure de 4.5 cm Tubulure de 10 cm | 50 50 | 4550250 4550200 |
| Aiguilles de filtres Sterifix® Aiguilles de filtres pour l'élimination et la filtration de médicaments <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec aiguille en acier à paroi mince G19, 1.1 x 25 mm ■ Filtre à particules 5 µm | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | avec filtre intégré avec filtre amovible | 50 50 | 4550404 4550420 |
| Bouchon de fermeture avec butée Combi Luer-lock femelle et mâle | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | rouge bleu blanc | 100 100 100 | 4495101 4495152 4495209 |
| TEC 1000 Tamper Evident Cap Mécanisme de fermeture luer-lock avec manipulation sûre <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouchon 2 pièces, se brise en deux lors de l'ouverture ■ Emballage pellicule unique avec installation stable à une main de la fermeture, 10 pièces | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | rouge | 500 | 418004 |

Accessoires

Connecteurs, perforateurs d'aspiration ou d'injection

| Produit | <ul style="list-style-type: none"> ● Sans latex ○ Sans PVC | Type/Couleur | Unité de vente pièces | Référence |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| FDC 1000 Fluid Dispensing Connector Adaptateur pour le remplissage de petites seringues à partir d'une grosse <ul style="list-style-type: none"> ■ Luer-Lock | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | | 100 | 415080 |
| | | | | |
| Safeflow valve à membrane Permet un accès confortable et sans aiguille pour l'injection <ul style="list-style-type: none"> ■ L'aspiration ou la perfusion parallèle dans un système fermé | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | | 50 | 4099100H |
| | | | | |
| Mini-Spike Perforateurs pour flacons multi-doses <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec filtre à air 0.45 µm | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Fermoir à cliquet vert | | |
| | | Pointe standard | 50 | 4550242 |
| | | Micro-pointe | 50 | 4550510 |
| | | V (avec valve) | 50 | 4550560 |
| Mini-Spike Filtre Perforateurs pour flacons multi-doses <ul style="list-style-type: none"> ■ Avec filtre à air 0.45 µm ■ Avec filtre à particules 5 µm | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Fermoir à cliquet bleu | | |
| | | Pointe standard | 50 | 4550234 |
| | | Micro-pointe | 50 | 4550528 |
| | | V (avec valve) | 50 | 4550579 |
| Mini-Spike Chemo Perforateurs pour flacons multi-doses <ul style="list-style-type: none"> ■ Spécialement adapté à une utilisation avec des substances toxiques ■ Avec filtre à air 0.2 µm étanche aux aérosols ■ Avec filtre à particules 5 µm | <ul style="list-style-type: none"> ● ○  | Fermoir à cliquet rouge | | |
| | | Pointe standard | 50 | 4550340 |
| | | Micro-pointe sans filtre à particules | 50 | 4550536 |
| | | V (avec valve) | 50 | 4550587 |



AVENUE DE THIERSVAUX, 2 - 4802 HEUSY

WWW.IMPACTSANTE.BE