

FAUTEUIL DE PODOLOGIE
PODOLOGY CHAIR



Ergonomie
Ergonomic

Design
Design

Adaptabilité
Adaptability

Confort
Comfort

Hygiène
Hygiene

OPTIONS

• **ACC54005 :**
Tête 1/2 lune largeur 550
Revêtement de classe anti-feu M1,
13 coloris au choix
*Head rest, width 550, M1 class,
13 colours available*



• **ACC125 :**
Porte rouleau draps d'examen
Exam sheet roller



• **ACC9505 :**
4 roulettes doubles galets
avec freins
4 castors Ø 50 mm with full brakes



• **ACC514 :**
Protection jambière et assise
plastique
Plastic cover



Coloris
Colours

Sellerie
Upholstery



Piètement
Base



Produits distribués par
Products distributed by

impact Santé

AVENUE DE THIÉVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE

52001 / 52002 / 52004 / 52006

- **Fauteuil de podologie à hauteur fixe 67 cm (52001 - 52002) et à hauteur variable électrique (52004 - 52006)**

Podology chair with fixed height 67 cm (52001 - 52002) and with electric height adjustment (52004 - 52006)

- **Châssis composé d'une colonne télescopique (52004 - 52006)**

Frame comprised of 1 telescopic column (52004 - 52006)

- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**

Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

- **Commande : télécommande au pied (manuelle en option) (52004 - 52006)**

Control: Pedal (hand remote on option) (52004 - 52006)

- **Sellerie confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 550 non feu classé M1, 13 coloris au choix :**

- Sellerie standard 52002 et 52006

- Sellerie en forme 52001 et 52004

Comfortable upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 13 colours available

- Standard upholstery 52002 and 52006

- Shaped upholstery 52001 and 52006

- **Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz**

Back rest adjustment via 1 gas jack

- **Réglage des jambières en toutes positions par 2 systèmes mécaniques autobloquants**

Leg rests adjustment via 2 self locking mechanism systems

- **Les jambières peuvent être mises en position verticale**

The leg rests maybe positioned vertically

- **Equipé d'une paire d'accoudoirs réglables**

Equipped with 2 arm rests splints

- **Position de Trendelenburg (-7°)**

Trendelenburg position (-7°)

- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**

Load capacity: Dynamic 130 Kg

52003 / 52005

- **Fauteuil de podologie à hauteur variable hydraulique**

Podology chair with hydraulic height adjustment

- **Châssis composé d'une colonne télescopique**

Frame comprised of 1 telescopic column

- **Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix**

Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

- **Commande : actionneur mécanique**

Control: mechanic pedal

- **Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm largeur 550 non feu classé M1, 13 coloris au choix :**

- Sellerie standard 52005

- Sellerie en forme 52003

Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm foam, width 550, M1 class, 13 colours available

- Standard upholstery 52005

- Shaped upholstery 52003

- **Réglage du dossier en toutes positions par 1 vérin à gaz**

Back rest adjustment via 1 gas jack

- **Réglage des jambières en toutes positions par 2 systèmes mécaniques autobloquants**

Leg rests adjustment via 2 self locking mechanism systems

- **Equipé d'une paire d'accoudoirs réglables**

Equipped with 2 arm rest splints

- **Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation**

Raising the chair: Actuate the column's control pedal to midstroke

Lowering the chair: Actuate the column's control pedal to its stroke limit and block it

Rotating the chair: Block rotation by lifting the pedal as far as possible

- **Position de Trendelenburg (-7°)**

Trendelenburg position (-7°)

- **Capacité de charge : 130 Kg en dynamique**

Load capacity: Dynamic 130kg



520 05



520 03





520 06



520 04

impact Santé

AVENUE DE THIÉVAUX, 2 - 4802 HEUSY
WWW.IMPACTSANTE.BE



Design
Design

Ergonomie
Ergonomic

Hygiène
Hygiene

Adaptabilité
Adaptability

Confort
Comfort

