

World in Motion

Bas de compression intenses et fiables



Juzo Dynamic

- + Résistance élevée
- + Tricotage opaque

Juzo Dynamic Silver

- + Effet antibactérien

Juzo Dynamic Cotton

- + Avec coton


Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver · Juzo Dynamic Cotton









Des soutiens puissants – avec du fil d'argent ou du coton

Fiabilité et résistance à toute épreuve : vous trouverez ici le tricot circulaire idéal pour répondre aux demandes et exigences spéciales pour le traitement. Juzo Dynamic se caractérise par des mailles discrètes et s'avère extrêmement résistant grâce à son tricot serré. Grâce à ses fils d'argent incorporés dans son tricot, Juzo Dynamic Silver dispose en outre d'une action antibactérienne et contribue à restaurer l'équilibre de la peau enflammée et irritée. En ce qui concerne Juzo Dynamic Cotton, la face intérieure du bas en coton assure une sensation agréable au porter et est particulièrement douce pour la peau, notamment en cas de peau sensible et allergique.

Argent pur pour l'action antibactérienne

Des dermatites, des lésions et des eczéma sont des effets secondaires fréquents en cas de troubles veineux. Le fil d'argent incorporé au tricot du vêtement de compression empêche toute prolifération des bactéries, assure une fraîcheur agréable et prévient les irritations.



Coloris	Classes de compression				
	1	2	3	4	
Juzo Dynamic					
Sésame					
Amande					
Pavot					
Myrtille					
Poivre noir					
Juzo Dynamic Silver					
Amande					
Juzo Dynamic Cotton					
Amande					
Poivre noir					
	Forme	Version	Juzo Dynamic	Juzo Dynamic Silver	Juzo Dynamic Cotton
	Longueurs en cm		Art. 3511, 3512, 3513	Art. 3511, 3512	Art. 3511, 3512
	AD	Bas jarret			
	normal 40 – 46 court 34 – 39 extra court 31 – 34	Couture simple Ourlet adhésif petit · 3,5 cm Ourlet adhésif balance petit · 3,5 cm NOUVEAU Ourlet adhésif petit · 3,5 cm Plus Version / Minus Version	•	•	•
	AF	Bas mi-cuisse			
		Couture simple ² Ourlet adhésif · 5 cm Ourlet adhésif motif · 5 cm Ourlet adhésif balance · 5 cm Ourlet adhésif balance motif · 5 cm NOUVEAU Ourlet adhésif dentelle · 5 cm	•	•	•
	AF avec attache-hanches	Bas mi-cuisse			
		Bas à gauche, à droite ou « à porter comme paire »	•	•	•
	AG¹	Bas cuisse			
	normal 72 – 83 court 66 – 72 extra court 58 – 66	Couture simple ² Ourlet adhésif/large · 5 cm Ourlet adhésif motif/large · 5 cm Ourlet adhésif balance/large · 5 cm NOUVEAU Ourlet adhésif balance motif/large · 5 cm NOUVEAU Ourlet adhésif dentelle · 5 cm	•	•	•
	AG avec attache-hanches	Bas cuisse			
		Bas à gauche, à droite ou « à porter comme paire »	•	•	•
	AT³	Collant			
	Pour tour de taille 90 – 130 cm Sur la peau normal 72 – 83 court 66 – 72 extra court 58 – 66	Entrejambe fermée Entrejambe ouverte Braguette	•	•	•
	ATL / ATR³	Hémi-collant			
	Pour tour de taille 90 – 130 cm Jambe courte à droite ou à gauche	Entrejambe fermée Entrejambe ouverte Braguette	•	•	•
	Pointe de pied				
	Ouverte	En série pour la pointure 37 – 42	•	•	•
	Fermée	En série pour la pointure 37 – 42	•	•	•

¹ Partie abdominale KT Juzo Expert pour attacher des bas AG

² Modèles standard pour AF / AG avec bord en tricot, une compression dégressive au-dessus du genou (porosa). Sans porosa – disponible aussi sur mesure

³ Partie abdominale comme bas tricoté sur demande pour la forme AT CCL 2 et 3 sur mesure

Tableaux des tailles voir page 62.

• Disponible en tailles standard I – VI et sur mesure • Disponible uniquement en sur mesure

Ourlets autofixants

Ourlet adhésif		Ourlet adhésif balance		Ourlet adhésif dentelle	
Ourlet adhésif motif (Ourlet adhésif décoré)		NOUVEAU Ourlet adhésif balance motif			